

REINIGUNGSMITTEL FÜR DIE AUTOMATISCHE AUFBEREITUNG VON ENDOSKOPEN

SOLUSCOPE™ ECL ENZYMATIC CLEANER

**REINIGUNGSMITTEL FÜR FLEXIBLE ENDOSKOPE.
AUSSCHLIESSLICH ZU VERWENDEN MIT
SOLUSCOPE SERIE 5 UND SERIE XS GERÄTEN**

- Monoenzymatisches Reinigungsmittel
- Nachgewiesene Wirksamkeit gegen Biofilme
- Entspricht der Norm EN ISO 15883-4
- Kompatibel mit einem breiten Spektrum flexibler Endoskope
- Lock & Key-System Inkl. integrierter Sauglanze



SOLUSCOPE™ ECL ENZYMATIC CLEANER

Reinigungsmittel für flexible Endoskope. Ausschließlich zu verwenden mit Soluscope Serie 5 und Serie XS geräten



SOLUSCOPE SERIE 5



SOLUSCOPE SERIE XS

PRODUKTZUSAMMENSETZUNG

- Nichtionische Tenside
- Chelate
- Protease
- Hilfsstoffe

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

- Hellgelbe bis bernsteinfarbene Flüssigkeit
- Dichte bei 20°C: 1,1 g/mL
- pH (Konz.) bei 20°C: etwa 10,1*
- pH verdünnt bei 0,5%: etwa 7,5*
- Leitfähigkeit bei 0,5%: 552 µS/cm

*pH-Wert-Messungen unter Betriebsbedingungen immer mit einem pH-Meter mit Temperaturkompensation.

BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Soluscope™ ECL Enzymatic Cleaner	2 x 5 L	3139092

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Schrauben Sie die blaue Kappe, welche mit Ihrem Soluscope Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG-E) verbunden ist, auf den Behälter (siehe RDG-E Benutzerhandbuch)
- Haltbarkeit nach dem Öffnen: 2 Monate, solange es an das RDG-E angeschlossen ist (Schreiben Sie das Öffnungsdatum auf das Etikett an der dafür vorgesehenen Stelle)
- Stellen Sie sicher, dass das Lüftungsloch nicht blockiert ist
- Automatische Verdünnung

LAGERUNG

Warnung - Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung (die gemäß den geltenden europäischen Vorschriften für die Einstufung und Kennzeichnung von chemischen Produkten erstellt wurden).

MEDIZINPRODUKT SICHER VERWENDEN

Medizinprodukt der Klasse I. Bitte Etikett und Produktinformationen lesen.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH